

LINGE TABS - Gamme lessives

LESSIVE DESINFECTANTE HAUT DE GAMME SOUS FORME DE TABLETTES EN SACHET INDIVIDUEL



- **Particulièrement recommandé pour le lavage et la désinfection du linge en environnement médical.**
- **Utilisable pour tous types de linge et de fibres (coton, polyester-coton) et à toutes températures (de 30 à 95°C).**
- **Tablettes à dissolution rapide et à action immédiate (même lors des cycles de lavage courts de 30 minutes).**
- **Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée.**
- **Conditionnement pratique en seau de 5 Kg et conservation optimale des tablettes en sachet protecteur individuel.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Tablette de 40 g avec bi-couche blanche et bleue.
- Parfum fleuri agréable.
- Lessive à forte réserve d'alcalinité.
- pH du produit dilué à 1% dans l'eau : $10,5 \pm 0,5$.
- Tablette concentrée à base de matières actives tensioactives anioniques et non ioniques, de plusieurs agents alcalins à diverses actions dégraissantes, d'un activateur de blanchiment, d'un complexe anti-calcaire, de savon, de zéolites, d'azurant optique, de 4 enzymes (protéase, amylase, lipase, mannanase), de parfum et d'un agent désinfectant.
- Produit à usage Biocide PT02 lessive désinfectante.
- **Norme bactéricide** : EN 13727, en 30 mn et à 40°C, à 2,0 g/l (en conditions de propreté) et à 5 g/L (en conditions de saleté).
- **Norme levuricide** : EN 13624, en 30 mn et à 50°C, à 2,0 g/l (en conditions de propreté) et à 5 g/L (en conditions de saleté)
- Matière active : acide péracétique 24,5 g/Kg. Homologation CDSM.

SECURITE :

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement (utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

MODE D'UTILISATION :

- Trier le linge et respecter les températures de lavage indiquées sur chaque textile.
- Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre.
- Utiliser la dose de détergent préconisée afin de respecter l'environnement et limiter les rejets.
- Retirer toujours le sachet protecteur individuel avant d'introduire la(es) tablette(s) dans la machine.
- Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge de couleur.
- En cas d'utilisation avec un programme de pré-lavage, introduire la dose *pré-lavage* directement dans le tambour de la machine avant le linge et la dose *lavage* dans le tiroir à détergent de la machine.

DOSE D'EMPLOI :

- Consulter le manuel du fabricant de votre lave-linge pour connaître le volume d'eau consommé pour un cycle de lavage (généralement 10 L d'eau pour une charge de 4,5 kg de linge sec)
- Une tablette permet de traiter 4 à 5 kg de linge.
- Utiliser 1 tablette en pré-lavage et une en lavage pour du linge très sale et avec une eau dure ou très dur.
- Pour la désinfection du linge : utiliser 2 tablettes en pré-lavage et une en lavage pour du linge très sale et avec une eau dure ou très dur.